





肢体电极夹

Clamp Electrodes

产品编码	产品图片	产品描述	适用机型
0102004		夹子长度：115mm (红、黄、绿、黑) 配插孔径：Φ3.0mm 材质：ABS、铜镀镍 适用于：成人 规格型号：B30-115*4/IEC4	广泛适用于各种心电图机、 心电工作站，与Φ3.0插针 的导联线配用。
0102005		红、黄夹子长度：115mm 绿、黑夹子长度：142mm 两大、两小 配插孔径：Φ3.0mm 材质：ABS、铜镀镍 适用于：成人 规格型号：B30-115*2+142*2/IEC4	广泛适用于各种心电图机、 心电工作站，与Φ3.0插针 的导联线配用。
0102026	 专利号：ZL 201020253936.2	红、黄夹子长度：115mm 绿、黑夹子长度：142mm 两大、两小 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 材质：ABS、铜镀镍 适用于：成人 规格型号：B30/40-115*2+142*2/IEC4	广泛兼容国内外所有品牌 心电图机、心电工作站。与 Φ3.0、Φ4.0mm插针的导联 线配用。
0102007		夹子长度：140mm 四个蓝色电极夹 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 材质：尼龙、铜镀氯化银 适用于：成人 规格型号：C40-140*4/BL4	HP/飞利浦、GE/马葵特、西 门子、希勒等心电图机 (IEC)。
0102008		夹子长度：140mm 四色电极夹 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 材质：尼龙、铜镀氯化银 适用于：成人 规格型号：C40-140*4/IEC 4	HP/飞利浦、GE/马葵特、西 门子、希勒等心电图机 (IEC)。
0102009		夹子长度：89mm 四色电极夹 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 材质：尼龙、铜镀氯化银 适用于：儿童 规格型号：D40-89*4/IEC4	HP/飞利浦、GE/马葵特、西 门子、希勒等心电图机 (IEC)。
0102014		夹子长度：140mm 四色电极夹 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 材质：尼龙、铜镀氯化银 适用于：成人 规格型号：C40-140*4/AHA4	HP/飞利浦、GE/马葵特、西 门子、希勒等心电图机。