




一次性探针电极

Disposable Sterile Subdermal Electrodes




产品说明：

探针采用医用级不锈钢针，经特殊工艺磨制而成，可降低病人穿刺点的出血和疼痛感。

采用多种不同颜色对不同部位进行编码，易于区分。

采用美国杜邦公司透析制作袖珍包装，通过环氧乙烷进行消毒，袖珍包装设有消毒指示标志，经过环氧乙烷消毒后变色。



产品编号：0405269

一次性双绞线探针电极

用途说明：一次性探针电极主要应用于肌电图（EMG），体感诱发电位（SEP）和运动诱发电位（EMP）等。

品种规格多；

针长分为 13mm、20mm、30mm

导线长度分为

1000mm、1500mm、2000mm、2500，

线颜色为：12 种颜色

可根据客户要求进行搭配生产。

