



胸电极连球

Suction Chest Electrodes

产品编码	产品图片	产品描述	适用机型
0101119		球径：Φ26mm 吸盘：Φ21mm 配插孔径：Φ3.0mm 包装：6套/盒（另送2只备用球） 材质：天然橡胶（带商标） 适用于：成人 规格型号：A26-ST30-21/G6+2	广泛适用于各种心电图机、心电工作站，与Φ3.0插针的导联线配用。
0101002		球径：Φ23mm 吸盘：Φ18mm 配插孔径：Φ3.0mm 包装：6套/盒（另送2只备用球） 材质：天然橡胶 适用于：儿童 规格型号：B23-B30-17/GN6+2	广泛适用于各种心电图机、心电工作站，与Φ3.0插针的导联线配用。
0101120	 专利号：ZL 201020253940.9	球径：Φ26mm 吸盘：Φ21mm 配插孔径：Φ3.0/ 4.0mm 包装：6套/盒（另送2只备用球） 材质：环保合成 适用于：成人 规格型号：A26-30/40-21/G6+2	广泛兼容国内外所有品牌心电图机、心电工作站。与Φ3.0、Φ4.0mm插针的导联线配用。 特别推荐！
0101121	 专利号：ZL 201020253940.9	球径：Φ28mm 吸盘：Φ21mm 配插孔径：Φ3.0/ 4.0mm 包装：6套/盒（另送2只备用球） 材质：环保合成 适用于：成人 规格型号：A28-H30/40-21/GN6+2	广泛兼容国内外所有品牌心电图机、心电工作站。与Φ3.0、Φ4.0mm插针的导联线配用。 特别推荐！
0101019	 专利号：ZL 201020253940.9	球径：Φ28mm 吸盘：Φ21mm 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 包装：6套/盒 材质：环保合成 适用于：成人 规格型号：A28-H30/40-21/GN6	广泛兼容国内外所有品牌心电图机、心电工作站。与Φ3.0、Φ4.0mm插针的导联线配用。 专为OEM/ODM选配件！
0101010		球径：Φ32mm 吸盘：Φ24mm 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 包装：6套/盒 材质：天然橡胶/Cu/Agcl 适用于：成人 规格型号：G32-G40-24/BL6	广泛适用于各种心电图机、心电工作站。 特别推荐！
0101013		球径：Φ26mm 吸盘：Φ21mm 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 包装：6套/盒 材质：天然橡胶/Cu/Agcl 适用于：成人 规格型号：C26-G40-20/BL6	广泛适用于各种心电图机、心电工作站。
0101014		球径：Φ23mm 吸盘：Φ18mm 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 包装：6套/盒 材质：天然橡胶/Cu/Agcl 适用于：儿童 规格型号：B23-G40-18/GN6	广泛适用于各种心电图机、心电工作站。 特别推荐！
0101018		球径：Φ32mm 吸盘：Φ32mm 配插孔径：Φ3.0/Φ4.0mm 包装：6套/盒 材质：天然橡胶/Cu/Agcl 适用于：体型较大成人 规格型号：G32-G40-32/BL6	特大号吸盘（专供）HP/飞利浦、GE/马莱特/西门子、希勒等心电图机。