



脑电帽

EEG/BCI/ICG Supporting Solutions

产品说明：


尺寸参数：L/S/M

适用机型：适用于各种脑电图仪，
采集传输生物电信号。

- 多种尺寸规格，适用于不同使用者。
- 广泛兼容各种进口、国产脑电设备。



脑电帽配套使用说明



脑电帽配套产品



产品名称：脑电极帽电极线
仪器连接端：标准插孔 $\phi 1.50$ - $\phi 1.60$ mm
线 长：1500mm
线 径： $\phi 1.1$ 、 $\phi 1.2$
电极连接端：电极触头
电极材质：Ag/AgCl
适用机型：适用于专用脑电极帽