



My Heart® 一次性使用心电电极

产品编号:0801043

产品基本信息

| | |
|-------|---------------------|
| 形状: | 方形 |
| 尺寸: | 30*40mm |
| 粘贴面积: | 886mm ² |
| 胶面积: | 314mm ² |
| 电极尺寸: | 78.5mm ² |
| 上扣尺寸: | Φ3.9mm |
| 泡棉厚度: | 1.0mm |

材料信息

| | |
|-------|----------------------|
| 背衬材料: | 白色泡棉 |
| 粘性: | 丙烯酸酯, 医疗级 |
| 粘性强度: | 常规 |
| 胶的种类: | 导电固体胶 |
| 电极: | 20% 玻璃添加的ABS镀Ag/AgCl |
| 金属扣: | 不锈钢 |
| 离型片: | PE,单面硅化 |

电气性能

| | |
|--------------------|------------|
| (ANSI / AAMI EC12) | |
| ACZ阻抗 @10 Hz : | < 100 mu A |
| 平均交流阻抗: | 2000Ω |
| 直流失调电压: | ≤100MV |
| 内部噪音: | ≤150 μV |

模拟除颤恢复性能

| | |
|-----------------|---------|
| - 放电后第5秒电极对电压值: | ≤ 100MV |
| - 每10秒变化率: | ≤ 1MV/S |
| 模拟除颤后交流阻抗: | ≤ 3KΩ |

特殊功能

| | |
|------------|---|
| MRI 状态下: | 否 |
| X-ray 可穿透: | 否 |

生物兼容性

| | |
|----------------------|----|
| TEST ACC. TO DIN ISO | |
| 10993: | 通过 |
| 乳胶含量: | 无 |

监管

符合MDD 93/42/EEC CE

有效期

产品保质期: 24个月(根据存储指导)

应用类别

| | |
|---------|---------------|
| 静态心电: | 是 |
| 动态心电: | 是 |
| Holter: | 是 (建议72小时后变更) |

包装

| | |
|-------------------|------------|
| 产品包装材料: | 铝箔 |
| 包装: | 50pcs/袋 |
| 包装尺寸 (L x W): | 30*20cm |
| 运输包装: | 纸箱/5000pcs |
| 纸箱尺寸 (L x W x H): | **cm |
| 纸箱重量: | **kg |

青岛光电医疗科技有限公司

地址: 青岛市城阳区夏庄街道天康路1号 (光电医疗产业园)

国内经销商/医院专线: 15563985199 15563985177

销售直线: 0086-532-67767707 67762200

传真: 0086-532-83801122-1

邮箱: sales-key@bright-med.com

网址: www.bright-med.com