



My Heart® 一次性使用心电电极

产品编号:0406045

产品基本信息

形状:	方形
尺寸:	15*34mm ²
粘贴面积:	375mm ²
胶面积:	375mm
使用期限:	24小时
计重:	1.5±0.1g

材料信息

基材:	PET
粘性:	丙烯酸酯, 医疗级
粘性强度:	常规
离型片:	PE、单面硅化

电气性能

(ANSI / AAMI EC12)

ACZ 阻抗 @10 Hz:	< 100μA (由大到小)
平均交流阻抗:	2000Ω
直流失调电压:	≤100mV
内部噪音:	≤150μV (由大到小)

模拟除颤恢复性能

- 放电后第5秒电极对电压值:	≤ 100mV
- 每10秒变化率:	±1mV/S
模拟除颤后交流阻抗:	≤ 3KΩ

附加特征

MRI 状态下:	否
X射线可穿透:	否
重置性:	否
儿童:	是

生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO 10993:	通过
乳胶含量:	无

监管

符合MDD 93/42/EEC、CE

有效期

产品保质期:	36个月 (依据存储指导)
--------	------------------

应用类别

静态心电:	是
动态心电:	是
Holter:	是

包装

产品包装材料:	铝箔
包装:	100pcs/袋
包装尺寸 (L x W):	165*115mm
运输包装:	纸箱/5000pcs

环境

卤代烃含量(e.g.PVC):	无
邻苯二甲酸酯衍生物含量(e.g.DEHP)	
符合RoHS标准:	是
符合REACH标准:	是

青岛光电医疗科技有限公司

地址: 青岛市城阳区夏庄街道天康路1号 (光电医疗产业园)

国内经销商/医院专线: 15563985199 15563985177

销售直线: 0086-532-67767707 67762200

传真: 0086-532-83801122-1

邮箱: sales-key@bright-med.com

网址: www.bright-med.com