



## My Heart<sup>®</sup> 一次性使用心电电极

产品编号:0406048

### 产品基本信息

形状:	方形
尺寸:	25*34mm
粘贴面积:	575mm <sup>2</sup>
胶面积:	575mm <sup>2</sup>
使用期限:	24小时
计重:	1.7±0.1g

### 材料信息

基材:	PET
粘性:	医疗级
粘性强度:	常规
离型片:	PE、单面硅化

### 电气性能

(ANSI / AAMI EC12)

ACZ 阻抗 @10 Hz :	< 100μA
平均交流阻抗:	2000Ω
直流失调电压 :	≤100mV
内部噪音:	≤150μV

### 模拟除颤恢复性能

- 放电后第5秒电极对电压值:	≤ 100mV
- 每10秒变化率:	±1mV/S
模拟除颤后交流阻抗:	≤ 3KΩ

### 附加特征

MRI 状态下:	否
X射线穿透:	否
重置性:	否
儿童:	是

### 生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO 10993 :	通过
乳胶含量:	无

### 监管

符合MDD 93/42/EEC、CE

### 有效期

产品保质期:	36个月 (依据存储指导)
--------	------------------

### 应用类别

静态心电:	是
动态心电:	是
Holter:	是

### 包装

产品包装材料:	铝箔
包装:	100pcs/袋
包装尺寸 (L x W):	165*115mm
运输包装:	纸箱/5000pcs

### 环境

卤代烃含量(e.g.PVC):	无
邻苯二甲酸酯衍生物含量(e.g.DEHP)	
符合RoHS标准:	是
符合REACH标准:	是