



## My Heart<sup>®</sup> 一次性使用心电电极

产品编号：08010175

### 产品基本信息

形状:	圆型
尺寸:	20*20mm <sup>2</sup>
粘贴面积:	314mm <sup>2</sup>
胶面积:	314mm <sup>2</sup>
泡棉厚度:	0.35mm
使用期限:	24小时

### 材料信息

基材:	无纺布
粘性:	医疗级
粘性强度:	常规
胶的种类:	导电固体胶
电极:	20%玻璃添加的ABS镀Ag/AgCl
金属扣:	不锈钢
离型片:	PE、单面硅化

### 电气性能

(ANSI / AAMI EC12)	
ACZ 阻抗@10 Hz:	< 100μA
平均交流阻抗:	2000Ω
直流失调电压:	≤100mV
内部噪音:	≤150μV

### 模拟除颤恢复性能:

- 放电后第5秒电极对电压值:	≤ 100mV
- 每10秒变化率:	≤ ±1mV/S
模拟除颤后交流阻抗:	≤ 3KΩ

### ADDITIONAL FEATURES

MRI 状态下:	是
X-ray 可穿透性:	是
重置性:	否
儿童:	是

### 生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO	
10993:	通过
乳胶含量:	无

### 监管

符合MDD 93/42/EEC、CE

### 有效期

产品保质期:	36个月 (依据存储指导)
--------	------------------

### 应用类别

静态心电:	是
动态心电:	是
Holter:	是

### 包装

产品包装材料:	铝箔
包装:	100pcs/袋
包装尺寸(L x W):	110*155mm
运输包装:	

### 环境

卤代烃含量(e.g.PVC):	无
邻苯二甲酸酯衍生物含量(e.g.DEHP)	
符合RoHS标准:	是
符合REACH标准:	是

青岛光电医疗科技有限公司

地址：青岛市城阳区夏庄街道天康路1号（光电医疗产业园）

国内经销商/医院专线：15563985199 15563985177

销售直线：0086-532-67767707 67762200

传真：0086-532-83801122-1

邮箱：sales-key@bright-med.com

网址：www.bright-med.com