



My Heart[®] 一次性使用心电电极

产品编号:0801173

产品基本信息

形状:	心形
尺寸:	20*28mm
粘贴面积:	674mm ²
胶面积:	674mm ²
泡棉厚度:	0.35mm
使用期限:	24小时

材料信息

基材:	无纺布
粘性:	医疗级
粘性强度:	常规
胶的种类:	导电固体胶
电极:	20%玻璃添加的ABS镀Ag/AgCl
金属扣:	不锈钢
离型片:	PE、单面硅化

电气性能

(ANSI / AAMI EC12)	
ACZ 阻抗@10 Hz:	< 100muA
平均交流阻抗:	2000Ω
直流失调电压:	≤100mV
内部噪音:	≤150μV

模拟除颤恢复性能:

- 放电后第5秒电极对电压值:	≤ 100mV
- 每10秒变化率:	≤ ±1mV/S
模拟除颤后交流阻抗:	≤ 3KΩ

附加特征

MRI 状态下:	是
X-ray 穿透:	是
重置性:	否
儿童:	是

生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO	
10993:	通过
乳胶含量:	无

监管

符合MDD 93/42/EEC、CE

有效期

产品保质期:	36个月 (依据存储指导)
--------	------------------

应用类别

静态心电:	是
动态心电:	是
Holter:	是

包装

产品包装材料:	铝箔
包装:	3pcs/袋
包装尺寸 (L x W):	110*155mm
运输包装:	

环境

卤代烃含量(e.g.PVC):	无
邻苯二甲酸酯衍生物含量(e.g.DEHP)	
符合RoHS标准:	是
符合REACH标准:	是